


Антитело Кролика Моноклональное Anti-Yap1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Артикул: CM0003472



введение

Моноклональное антитело кролика Anti-YAP1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными белками. Ключевой транскрипционный коактиватор в сигнальном пути Hippo, контроле размера органов и подавлении опухолей. Рекомбинантный белковый иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] YAP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	YAP, YKI, COB1, YAP2, YAP-1, YAP65, P1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10413
GeneID	10413
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-504 человеческого YAP1 (NP_001123617.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46937
Молекулярный вес белка	36 kDa-54 kDa
Доставка	Сумка со льдом