


Кроличье Моноклональное Антитело Против YAP1 Для Вестерн-Блоттинга - P46937

Артикул: CM0006312



введение

Кроличье моноклональное антитело против YAP1 (валидировано методом нокаута) для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP), ELISA, хроматин-иммунопреципитации (ChIP). Определяет YAP1 человека, мыши, крысы. Нацелено на аминокислоты 155-504. Идеально для изучения сигнального пути Hippo, контроля размера органов и супрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Кроличье mAb против YAP1
Примечания/Альтернативные названия	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; P1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10413
GeneID	10413
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-504 белка YAP1 человека (NP_001123617.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), ELISA, хроматин-иммунопреципитация (ChIP)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46937
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом