


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Yap1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Артикул: CM0014490



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому YAP1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Распознаёт транскрипционный коактиватор пути Hippo YAP1 (P46937). Идеально подходит для исследований клеточной сигнализации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YAP1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10413
GeneID	10413
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-504 человеческого YAP1 (NP_001123617.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P46937
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом