


Анти-Yap1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Артикул: CM0018442



введение

Поликлональные антитела кролика к человеческому YAP1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Идеально подходят для исследований сигнального пути Hippo и онкологии.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	YAP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10413
ID гена	10413
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-504 человеческого YAP1 (NP_001123617.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46937
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом