


Кроличья Поликлональная Антитела Против Yars Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - P54577

Артикул: CM0028740



введение

Кроличьи поликлональные антитела к тирозил-тРНК-лигазе (YARS), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Подходят для исследований аминоксил-тРНК-синтетаз, синтеза белка и регуляции PARP1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YARS Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	YRS; YTS; YARS; TYRRS; CMTDIC; IMNEPD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8565
GeneID	8565
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого YARS (NP_003671.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54577
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом