


Кроличья Поликлональная Антитела Против Yb-1/Ybx1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - P67809

Артикул: CM0025845



введение

Кроличьи поликлональные антитела YB-1/YBX1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на клетках, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ELISA; реагируют с белком YB-1/YBX1 (36 кДа) человека, мыши, крысы. Идеальны для изучения стабильности мРНК, сплайсинга и биологии экзосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против YB-1/YBX1
Примечания/Альтернативные названия	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4904
GeneID	4904
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 белка YB-1/YBX1 человека (NP_004550.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на клетках, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P67809
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом