


Кроличья Поликлональная Антитела Против Yb-1/Ybx1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P67809

Артикул: CM0030076



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка YB-1/YBX1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований транскрипции, биологии РНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против YB-1/YBX1
Примечания/Альтернативные названия	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFL-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4904
GeneID	4904
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-55 человеческого белка YB-1/YBX1 (NP_004550.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P67809
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом