

Поликлональное Кроличье Антитело Против Ybeu Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P58557

Артикул: CM0022768

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческой эндорибонуклеазе YBEY, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью с крысиным антигеном. Идеально подходит для исследований созревания рРНК и нуклеолы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к YBEY
Примечания/Альяс	C21orf57
Вид	Человек
ID гена	54059
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 68-167 человеческого YBEY (NP_478061.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P58557
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Холодовая упаковка