


Поликлональное Антитело Против Yeats4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O95619

Артикул: CM0026623



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка YEATS4 (GAS41), читателя хроматина в комплексе NuA4. Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Определяет YEATS4 человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YEATS4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	YAF9; GAS41; NUBI-1; 4930573H17Rik; B230215M10Rik; YEATS4
Вид	Человек
GeneID (человек)	8089
GeneID	8089
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-227 человеческого YEATS4 (NP_006521.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95619
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	В пакете со льдом