

Моноклональное Антитело Anti-Yipf6 Для Wb, Elisa — Q8Br70

Артикул: CM0011723

введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-Yipf6, валидированное для WB и ELISA в отношении белка YIPF6 мыши — мембранного белка аппарата Гольджи, участвующего в стабильности YIPF1 и YIPF2. Подходит для исследований и разработки диагностических методов in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Yipf6
Примечания/алиас	A430107J06Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	286451
GeneID	77929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-83 белка Yipf6 мыши (NP_997516.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q8BR70
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом