

Антитела Кролика Против Yipf6 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Br70

Артикул: CM0024683

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против мышиногo YIPF6 (член семейства YIP1 6). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Исследуют функцию мембранного белка аппарата Гольджи и взаимодействия семейства YIP1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Yipf6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	A430107J06Rik; Yipf6
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	286451
GeneID	77929
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-83 мышиногo Yipf6 (NP_997516.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8BR70
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом