

Поликлональное Антитело Anti-Yipf7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8N8F6

Артикул: CM0020363

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого YIPF7 (FinGER9, член семейства YIP1 7). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрёстной реактивностью с белком крысы. Идеально подходит для исследований транспорта между аппаратом Гольджи и эндоплазматическим ретикулумом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к YIPF7
Примечания/синоним	FinGER9; YIPF7
Вид	Человек
GeneID (человек)	285525
GeneID	285525
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого YIPF7 (NP_872398.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q8N8F6
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент