


Поликлональные Антитела Против Ykl-40/Chi3L1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q61362

Артикул: CM0028504



введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному YKL-40/CHI3L1 (CHI3L1; BRP39; GP39). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с человеческим белком. Участвует в воспалении, ремоделировании тканей и антимикробных реакциях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YKL-40/CHI3L1 кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39
Вид источника антигена	Мышь
ID гена (человек)	1116
ID гена	12654
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 30–389 мышинного YKL-40/CHI3L1 (NP_031721.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q61362
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	С хладагентом