

Кроличья Моноклональная Антитело Anti-Ykl-40/Chi3L1 Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P36222

Артикул: CM0003455



введение

Кроличье моноклональное рекомбинантное антитело к YKL-40/CHI3L1 для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Специфично к человеческому YKL-40, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований в области воспаления, ремоделирования тканей и биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к YKL-40/CHI3L1
Примечания/Алиасы	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Вид белка	Человек
GeneID	1116 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 284-383 человеческого YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36222
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодовая упаковка