

Кроличыи Поликлональные Антитела К Ykl-40/Chi3L1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36222

Артикул: CM0030030



введение

Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к YKL-40/CHI3L1, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознают CHI3L1 человека, мыши и крысы — лектин массой 43 кДа, участвующий в воспалении и ремоделировании тканей. Идеально подходят для исследований в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи pAb к YKL-40/CHI3L1
Примечания/Синонимы	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1116
GeneID	1116
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-383 YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36222
Молекулярная масса	43 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом