

Моноклональное Кроличье Антитело Против Yme1L1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q96Ta2

Артикул: CM0009890

введение

Моноклональное кроличье антитело против YME1L1, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий YME1L1 — АТФ-зависимую цинковую металлопротеазу, регулирующую морфологию митохондрий, контроль качества белков и адаптацию к стрессу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело YME1L1
Примечания/синонимы	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L
Вид	Человек
ID гена (человек)	10730
ID гена	10730
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 580–773 человеческого YME1L1 (NP_647473.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96TA2
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом