

Поликлональное Кроличье Антитело Против Yme1L1 Для Wb, Elisa - Q96Ta2

Артикул: CM0016611

введение

Поликлональное кроличье антитело к YME1L1 предназначено для WB и ELISA и распознает YME1L1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения митохондриального протеостаза и морфологии. Это антитело нацелено на N-концевой регион человеческого YME1L1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к YME1L1
Примечания/синонимы	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L; YME1L1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10730
GeneID	10730
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого YME1L1 (NP_055078.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96TA2
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом