


Поликлональные Антитела К Anti-Ypel5 Для Wb, Elisa - P62699

Артикул: CM0013651



введение

Кроличьи поликлональные антитела к YPEL5, валидированные для WB и ELISA, реагирующие с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелены на белок уіррее-like 5, компонент ЕЗ-лигазы CTLH, участвующий в пролиферации клеток. Молекулярная масса: 14 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YPEL5 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CGI-127; YPEL5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51646
GeneID	51646
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62699
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка со льдом