

Моноклональное Антитело Против Ythdc1 (Валидировано Ko) Для WB - E9Q5K9

Артикул: CM0004070

введение

Кроличье моноклональное антитело против мышиногo Ythdc1 (E9Q5K9), валидированное методом нокаута, для вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа. Иммуноген – рекомбинантный белок, молекулярная масса 85 кДа. Перекрестно реагирует с человеческим YTHDC1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Ythdc1, кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	mKIAA1966; A730098D12Rik; Мышинный Ythdc1
Вид	Мышь
ИД гена (человек)	91746
ИД гена	231386
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 597–736 мышиногo Ythdc1 (NP_808348.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	E9Q5K9
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	Холодильный пакет