


Поликлональные Антитела Против Ythdc1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Mu7

Артикул: CM0029631



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого YTHDC1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Нацелены на белок-ридер N6-метиладенозина, участвующий в альтернативном сплайсинге и метаболизме РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YTHDC1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	YT521; YT521-B; YTHDC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	91746
ID гена	91746
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96MU7
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом