

Поликлональные Антитела К Ythdf1 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa — Q9Vuj9

Артикул: CM0015978



введение

Это кроличье поликлональное антитело к YTHDF1 распознает YTHDF1 человека, мыши и крысы. Валидировано для вестерн-блота, IF/ICC, IP и ELISA. Подходит для исследований модификации РНК m6A, метаболизма мРНК и эпиптранскриптомики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YTHDF1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	DF1; C20orf21; YTHDF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	54915
GeneID	54915
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого YTHDF1 (NP_060268.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9VUJ9
Молекулярная масса белка	61кДа
Доставка	Сумка-холодильник