

Поликлональное Антитело Anti-Ythdf1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Vyj9

Артикул: CM0021903



введение

Кроличье поликлональное антитело против YTHDF1, распознающее белок человека, мыши и крысы. Валидировано для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA; расчетная молекулярная масса составляет 61 кДа. Идеально подходит для исследований модификации РНК m6A и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье антитело YTHDF1
Примечания/синонимы	DF1; C20orf21; YTHDF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	54915
GeneID	54915
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-390 человеческого YTHDF1
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9VYJ9
Молекулярная масса белка	61 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом