

Моноклональное Антитело Anti-Ythdf2 (Валидировано На Нокауте) Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Иф/Ицх, Ифа - Q9Y5A9

Артикул: CM0010065



введение

Валидированное на нокауте кроличье моноклональное антитело против YTHDF2, белка-читателя m6A. Распознает человеческий, мышиный, крысиный белки. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА. Идеально для изучения метаболизма РНК, эпигенетической регуляции и вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] Кроличье моноклональное антитело к YTHDF2
Примечания/Альтернативные названия	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51441
GeneID	51441
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 339-565 человеческого белка YTHDF2 (NP_057342.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5A9
Молекулярная масса белка	62 кДа / 57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом