

Поликлональное Антитело Кролика К Ythdf2 Для Wb, Ihc, If - Q9Y5A9

Артикул: CM0021246



введение

Поликлональное антитело кролика против YTHDF2 — белка-считывателя m6A. Проверено для использования в WB, IHC, IF и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области эпигеномики и биологии РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YTHDF2 кроличье pAb
Примечания/Алиасы	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Вид	Человек
ID гена (человек)	51441
ID гена	51441
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого YTHDF2 (NP_057342.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5A9
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом