

Кроличья Поликлональная Антитела К Ythdf3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z739

Артикул: CM0027486



введение

Кроличья поликлональная антитела против YTHDF3 — считывателя m6A, регулирующего стабильность мРНК. Валидирована для использования в WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области эпигенотранскриптомики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YTHDF3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DF3; YTHDF3
Вид	Человек
GeneID (человек)	253943
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-275 человеческого YTHDF3 (NP_689971.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7Z739
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Хладоэлемент