

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Yucca1 Для Wb И Elisa — Q9Szy8

Артикул: CM0018921

введение

Кроличьи поликлональные антитела к YUCCA1 детектируют белок YUCCA1 у Arabidopsis thaliana (~46 кДа) методами Вестерн-блоттинга и ИФА. YUCCA1 представляет собой флавиносодержащую монооксигеназу, участвующую в биосинтезе ауксина и развитии растений. Идеально подходит для исследований в области ботаники.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YUCCA1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	L23H3.20; L23H3_20; YUC; YUCCA; YUCCA 1; YUCCA1
Вид	Arabidopsis thaliana
ID гена	829389
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 71-221 белка YUCCA1 Arabidopsis thaliana (NP_194980.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9SZY8
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодильный пакет