


Поликлональное Антитело Против Ywhah Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа — Q04917

Артикул: CM0030208



введение

Поликлональное антитело к YWHAN кролика детектирует 14-3-3 эта (28 кДа) методами WB, IF/ICC и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований сигнальных путей мозга и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YWHAN Rabbit pAb
Примечания/алиасы	YWHA1; YWHAN
Вид	Человек
ID гена (человек)	7533
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-246 человеческого YWHAN (NP_003396.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q04917
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет