

Кроличья Поликлональная Антитело К Ywhaz (14-3-3 Дзета/Дельта) Для Вб, Иф, Игх, Ифа — P63104

Артикул: CM0030341



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому YWHAZ (14-3-3 дзета/дельта). Валидировано для ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования сигнальных путей и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YWHAZ Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Вид	Человек
ID гена (человек)	7534
ID гена	7534
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 146-245 человеческого YWHAZ (NP_003397.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63104
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет