

Кроличье Моноклональное Антитело Против Yy1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa, Chip - P25490

Артикул: CM0002403



введение

Данное кроличье моноклональное антитело против человеческого YY1 (P25490) валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA и ChIP. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения транскрипционной регуляции и ремоделирования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YY1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7528
GeneID	7528
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого YY1 (P25490).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25490
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом