

Поликлональное Антитело Против Yy1Ap1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H869

Артикул: CM0015053

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий YY1AP1 (HCCA2). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА с перекрёстной реактивностью к антигенам человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ремоделирования хроматина и рака печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к YY1AP1
Примечания/псевдонимы	GRNG; HCCA1; HCCA2; YY1AP; YY1AP1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55249
Идентификатор гена	55249
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого YY1AP1 (NP_060723.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H869
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом