

Поликлональное Антитело Против Yy2 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - O15391

Артикул: CM0023874

введение

Кроличье поликлональное антитело к YY2 (ZNF631), валидированное для ВБ, ИФ/ИК и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YY2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ZNF631; YY2
Вид	Человек
GeneID (человек)	404281
GeneID	404281
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислотных остатков 200-300 белка YY2 человека (NP_996806.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15391
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	С ледяным пакетом