


Поликлональное Антитело Против Zap70 Для Вестерн-Блота, If/Icc, Ифа - P43403

Артикул: CM0019750



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ZAP70 (иммуноген: а.о. 1-300). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным ZAP70. Подходит для исследований сигнального пути Т-клеток и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZAP70 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Вид	Человек
ID гена (человек)	7535
ID гена	7535
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого ZAP70 (NP_001070.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43403
Молекулярная масса белка	70кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом