


Кроличье Моноклональное Антитело Против Zap70 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P43403

Артикул: CM0009585



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против ZAP70 (70 кДа).
Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА;
перекрестно реагирует с мышинным белком.
Идеально для исследований передачи сигналов в Т-клетках, развития лимфоцитов и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	ZAP70 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7535
GeneID	7535
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 520-619 белка ZAP70 человека (NP_001070.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P43403
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом