


Поликлональное Антитело Против Zbed1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O96006

Артикул: CM0029032



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ZBED1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Подходит для исследований транскрипции и пролиферации клеток; детектирует эндогенный ZBED1 с молекулярной массой 78 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZBED1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ALTE; DREF; TRAMP; hDREF; ZBED1
Вид	Человек
GeneID (человек)	9189
GeneID	9189
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого ZBED1 (NP_001164607.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O96006
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом