

Поликлональные Антитела Против Zbr1 Для Вб, Иф/Икк, Иф-П, Игх-П, Ифа — Q9Qy24

Артикул: CM0026603



введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному ZBP1 (DAI/DLM-1) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунофлуоресценции на препаратах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Распознают Z-ДНК-связывающий белок 1 — ключевой датчик врожденного иммунитета, запускающий паноптоз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZBP1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	Dai; Dlm1; mZaDLM; 2010010H03Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	81030
GeneID	58203
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-160 мышинного ZBP1 (NP_067369.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QY24
Молекулярная масса белка	44 кДа/21 кДа
Доставка	Холодовой пакет