

Анти-Zbp1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H171

Артикул: CM0007739



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого ZBP1 (DAI/DLM-1), валидированное для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Обнаруживает Z-DNA/RNA-связывающий белок массой 46 кДа, ключевой сенсор врожденного иммунитета вирусного Z-RNA, запускающий PANoptosis.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZBP1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183
Вид	Человек
GeneID (Человек)	81030
GeneID	81030
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческого ZBP1 (NP_110403.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H171
Молекулярный вес белка	46 кДа
Доставка	Сумка со льдом