

Поликлональное Кроличье Антитело Против Zbr1 Для Вб, Ифа - Q9H171

Артикул: CM0014782



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ZBP1 (DAI/DLM-1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения врожденного иммунитета и путей паноптоза. - Q9H171

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZBP1 кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183; ZBP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	81030
ID гена	81030
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-170 человеческого ZBP1 (NP_110403.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H171
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодовая упаковка