


Поликлональное Антитело Anti-Zbtb48 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P10074

Артикул: CM0029129



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ZBTB48 (TZAP), подходит для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с мышинным белком. Полезно для исследования регуляции длины теломер и экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZBTB48 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HKR3; TZAP; ZNF855; pp9964; ZBTB48
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3104
GeneID	3104
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого ZBTB48 (NP_005332.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10074
Молекулярная масса белка	77 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом