

## Кроличыи Поликлональные Антитела Против Zbtb6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15916

Артикул: CM0015424

### введение

Кроличыи поликлональные антитела против ZBTB6 (ZID, ZNF482) для Вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа. Обнаруживают ZBTB6 человека, мыши и крысы — цинк-пальцевый транскрипционный фактор, широко экспрессируемый в организме с максимальной концентрацией в головном мозге.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ZBTB6 кроличья пАт                                                                                                   |
| Примечания/алиасы         | ZID; ZNF482; ZBTB6                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                              |
| ID гена (человек)         | 10773                                                                                                                |
| ID гена                   | 10773                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого ZBTB6 (NP_006617.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                              |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                 |
| SWISS                     | Q15916                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 48 кДа                                                                                                               |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                      |