

Анти-Zbtb7A/Fbi-1/Lrf Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95365

Артикул: CM0003390



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого ZBTB7A (также известного как Pokemon, LRF). Валидировано для Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Идеально подходит для изучения транскрипционной регуляции и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZBTB7A/FBI-1/LRF кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	LRF; FBI1; FBI-1; TIP21; ZBTB7; MNDLFH; ZNF857A; pokemon; ZBTB7A/FBI-1/LRF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51341
ID гена	51341
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 450-550 человеческого ZBTB7A/FBI-1/LRF (O95365).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95365
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Ледяной пакет