

Поликлональное Кроличье Антитело Против Zbtb8A Для Wb, Elisa — Q96Br9

Артикул: CM0023047

введение

Поликлональное кроличье антитело против ZBTB8A (BOZF1), валидированное для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на транскрипционный фактор с цинковыми пальцами, участвующий в регуляции транскрипции. Идеально подходит для разработки ИВД-тестов и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело ZBTB8A
Примечания/псевдонимы	BOZF1; ZBTB8; ZNF916A; ZBTB8A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	653121
Идентификатор гена	653121
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96BR9
Молекулярная масса белка	50 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом