

Поликлональные Антитела К Zc3H12A Для Wb, Elisa - Q5D1E8

Артикул: CM0021359



введение

Кроличы поликлональные антитела к белку ZC3H12A человека (MCPIP-1/Regnase-1), эндорибонуклеазе, модулирующей стабильность мРНК в иммунных реакциях. Валидированы для методов WB и ELISA, подходят для исследований воспаления и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличы поликлональные антитела к ZC3H12A
Примечания/Синонимы	ZC3H12A; MCPIP; MCPIP-1; MCPIP1; Reg1; dJ423B22.1; эндорибонуклеаза ZC3H12A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	80149
Идентификатор гена	80149
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 339-599 ZC3H12A человека (NP_079355.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5D1E8
Молекулярная масса белка	65 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом