

Анти-Zc3H12C Кроличья Поликлональная Антитело (Mcrp3) Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q9C0D7

Артикул: CM0021641

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ZC3H12C (MCRP3), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для исследований регуляции РНК и эндонуклеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZC3H12C Кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	MCRP3; ZC3H12C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	85463
ID гена	85463
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 735-883 человеческого ZC3H12C (NP_203748.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9C0D7
Молекулярный вес белка	99кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент