

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Zc3H12D Для Wb, If/Icc, Elisa — A2A288

Артикул: CM0021380

введение

Поликлональные антитела к ZC3H12D, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Нацелены на предполагаемую рибонуклеазу и опухолевый супрессор размером ~58 кДа. Подходит для исследований в области онкологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZC3H12D кроличьи пАб
Примечания/Альтернативные названия	TFL; p34; MCP4; C6orf95; dj281H8.1; ZC3H12D
Вид	Человек
GeneID (человек)	340152
GeneID	340152
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 150-230 человеческого ZC3H12D (NP_997243.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	A2A288
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодовая упаковка