

Поликлональные Антитела Против Zc3H14 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Pjt7

Артикул: CM0017976

введение

Кроличьи поликлональные антитела против ZC3H14, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают ZC3H14 в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для исследований биогенеза циркулярной РНК и РНК-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZC3H14 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SUT2, MRT56, UKp68, MSUT-2, NY-REN-37, ZC3H14
Вид	Человек
ID гена	79882
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-306 человеческого ZC3H14 (NP_997545.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6PJT7
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент