

Поликлональное Антитело Против Zc3H15 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q8Wu90

Артикул: CM0014205

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ZC3H15 (DFRP1/LEREPO4), подходит для Вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с белком мыши. Полезно для изучения регуляции DRG1 и активности GTPазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZC3H15 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	DFRP1; HT010; LEREPO4; MSTP012; ZC3H15
Вид	Человек
GeneID (человек)	55854
GeneID	55854
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого ZC3H15 (NP_060941.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8WU90
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	В сумке со льдом