


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Zc3H7A Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Iwr0

Артикул: CM0017802



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-ZC3H7A, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает ZC3H7A человека, мыши и крысы — регулятор биогенеза мРНК. Идеально подходит для исследований ядерных белков и разработки диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZC3H7A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ZC3H7; HSPC055; ZC3HDC7; ZC3H7A
Вид	Человек
Идентификатор гена	29066
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого ZC3H7A (NP_054872.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IWR0
Молекулярная масса белка	111 кДа
Доставка	Пакет со льдом