

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Zcchc10 Для Ифа — Q8Tbk6

Артикул: CM0020327

введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-ZCCHC10, валидированное для ИФА, с перекрёстной реактивностью с мышью. Рекомбинантный иммуноген. ZCCHC10 — белок, содержащий домен цинкового пальца CCHC и участвующий в связывании металлов. Подходит для исследовательских применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZCCHC10
Примечания/синоним	ZCCHC10
Вид	Человек
Идентификатор гена	54819
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого ZCCHC10 (NP_001287745.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q8TBK6
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом