

Поликлональное Антитело К Zcshc11 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q5Tax3

Артикул: CM0030247



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ZCCHC11 (TUT4), для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований уридилирования мРНК и биогенеза микроРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZCCHC11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PAPD3; TENT3A; ZCCHC11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23318
GeneID	23318
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 белка ZCCHC11 человека (NP_001009881.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5TAX3
Молекулярная масса белка	185 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом