

Поликлональные Антитела Против Zcchc3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Nud5

Артикул: CM0020382

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого ZCCHC3, валидированы для человека и мыши в тестах Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). ZCCHC3 — это нуклеотид-связывающий белок, участвующий в врожденном противовирусном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZCCHC3 кроличы поликлональные антитела
Примечания/алиасы	C20orf99; ZCCHC3
Вид	Человек
ID гена (человек)	85364
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NUD5
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовой пакет